




SmartSel®

Inteligentne źródło selenu




Matryca ochrony w żwaczu



Selenian Na

Innowacyjny

SmartSel® to chronione w żwaczu źródło selenu. Ochrona jest przystosowana do okresu przejściowego przeżuwaczy; dzięki kontrolowanemu uwalnianiu, substancje czynne są dostarczane do miejsca, gdzie są gotowe do wchłaniania.




Skuteczny

Technologia **SmartSel®** chroni selen przed transformacją w postaci nierozpuszczalne przez bakterie w żwaczu, pozostawia formę dostępną do wchłaniania na poziomie jelit.




Niezawodny

SmartSel® pomaga utrzymać wysokie poziomy w osoczu i w mleku, szczególnie w warunkach stresu i może dostarczać wysokie poziomy selenu cielętom dzięki wzbogaconej siarce.



* SmartSel® @ 0.5 mg/Kg vs. NaSeO₃ @ 0.3 mg/Kg; ** SmartSel® @ 0.5 mg/Kg vs. SeYeast @ 0.3 mg/Kg; *** SmartSel® @ 0.3 mg/Kg vs. NaSeO₃ @ 0.3 mg/Kg; SmartSel® @ 0.5 mg/Kg vs. SeYeast @ 0.5 mg/Kg = 5.7%; SmartSel® @ 0.3 mg/Kg vs. NaSeO₃ @ 0.3 mg/Kg = 6.6%
 Ref. Grilli et al., (2012) J. Anim. Sci. Vol. 90, Suppl. 3 / J. Dairy Sci. Vol 95, Suppl. 2; Grilli et al., (2013) Animal 7(12):1944-9.



Inteligentny

SmartSel® pozwala na szybki i stały transfer selenu w mleku w korzystnej cenie w porównaniu z innymi źródłami selenu.

Niektóre określenia mogą nie mieć zastosowania we wszystkich regionach geograficznych. Etykiety produktu i deklaracje na nich mogą różnić się w zależności od wymaganych przepisów.

